

ROLLATOREN-MODELL
CARBON

BESCOMEDICAL CARBON
Leicht und elegant

Das Modell 2022 ist ein besonders eleganter Rollator aus Carbon, mit luxuriösen Funktionen und umfassender Ausstattung, für innen und außen geeignet.

Das Besondere an diesem Rollator ist sein einzigartiger Werkstoff: Carbon.

Entwickelt in der Luft- und Raumfahrttechnik, zeichnet es sich durch höchste Festigkeit aus – bei geringstem Gewicht.

Aber Carbon kann noch mehr. Durch seine Flexibilität dämpft es Schwingungen und mildert so Unebenheiten des Fahrbelags ganz ohne Feder ab.

Jeder Rollator wird einzeln von Hand gefertigt. Auf diese Weise lassen sich z. B. Bremskabel unauffällig und geschützt im Rahmen verlegen. Nichts stört mehr Ihren eleganten Auftritt.

Die BescoPLUS-Komfort-Merkmale dieses eleganten Rollators:

- Innen verlegte Kabel für ein elegantes Design (Nur Carbon-Modelle)
- Leichtgängiger Faltmechanismus mit Sicherheitsfunktion
- Gepolsterte Sitzfläche für komfortable Rast
- Abnehmbarer Komfort-Rückengurt für Bequemlichkeit beim Anlehnen.
- Große, leicht lösbare Netztasche mit Reißverschluss, um Ihre Einkäufe bequem zu verstauen (nur Carbon-Modelle)
- Luxuriöse Komfort-Griffeinheit mit Rückstrahlern für ermüdungsfreies Fahren und ein Plus an Sicherheit
- Elegante, große Komfort-Vorderräder für einfache Steuerung



- Ankipphilfen erleichtern zusammen mit den großen Vorderrädern das Überwinden von Bordsteinkanten und anderen Hindernissen
- Praktischer Stockhalter





BESCOMEDICAL CARBON

Die aktuellen Preise entnehmen
Sie bitte der separaten Preisliste.



WIR BERATEN SIE GERN!
Tel. 0451 290 715 - 0
info@ostsee-mt.de
www.ostsee-medizintechnik.de

TECHNISCHE DATEN

Größe	SMALL	MEDIUM	LARGE
Sitzbreite		45 cm	
Sitzhöhe	52 cm	60 cm	60 cm
Gesamthöhe mit Schiebegriffen	81 – 94 cm	86 – 96 cm	92 – 104 cm
Anzahl Verstellmöglichkeiten		5-fach	
Gesamtbreite		60 cm	
Gesamtlänge		70 cm	
Leergewicht (ohne Zubehör)	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Faltmaß	70 x 25 x 81 cm	70 x 25 x 86 cm	70 x 25 x 92 cm
Maximale Belastung		136 kg	
Maximale Belastung Netztasche		5 kg	

NOTIZEN
