

ROLLATOREN-MODELL
SPEZIAL

DIETZ REHAB ROLLATOR XXL Der Rollator für hohe Belastung

Dieser Rollator hat einen äußerst stabilen Alu-Rahmen und eine ausdauernde PU-Bereifung.

Der DIETZ XXL eignet sich daher sehr gut für Menschen mit überdurchschnittlich hohem Gewicht und kann dank der hochwertigen Materialien mit bis zu 200 kg belastet werden.

Standardmäßig verfügt der DIETZ XXL über eine angenehm weiche Sitzmöglichkeit.

Der mitgelieferte Einkaufskorb ermöglicht kleinere Shoppingtouren.

Mit der speziellen Ergobremse lässt sich der Rollator problemlos feststellen, und Schiebegriffe sorgen für die richtige Höhe beim Gehen.

Besondere Eigenschaften

- äußerst stabil
- serienmäßig mit Softsitz und Einkaufskorb
- faltbar, stabil mit pannensicherer PU-Bereifung
- stabiler Rahmen aus Aluminium
- Rückenbügel mit Polsterung, abnehmbar
- breiter und tiefer Sitz
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Ergobremse (optional Einhandbremse rechts / links)
- integrierter Klappmechanismus
- PU-Bereifung



ROLLATOR XXL

Die aktuellen Preise entnehmen
Sie bitte der separaten Preisliste.

WIR BERATEN SIE GERN!
Tel. 0451 290 715 - 0
info@ostsee-mt.de
www.ostsee-medizintechnik.de

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	60 cm
Sitztiefe	34 cm
Sitzhöhe	54 cm
Gesamtbreite	71 cm
Gesamthöhe	82 – 92,5 cm
Gesamtlänge	73 cm
Maß gefaltet	30 cm
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung	200 kg
Gewicht	11,8 kg
Gewicht mit Einkaufskorb	12,6 kg
Lebensdauer	5 Jahre

Erhältlich in den Farben:



NOTIZEN
