

ROLLATOREN-MODELL  
**OUTDOOR**

**DIETZ REHAB TAIMA XC**  
**LUFTBEREIFT**  
Outdoor-Rollator

Mit seinem geringen Gewicht von 9,1 kg, einer dabei höchst möglichen Stabilität, der faltbarkeit und seinen großen Rädern ergänzt dieser Rollator die erfolgreiche Taima Modellreihe speziell für den Outdoor-Bereich.

Die Luftbereifung schont im besonderen Maße die Gelenke.

Ein Leichtgewicht-Rollator, der mit Sicherheit und Komfort das Handicap der eingeschränkten Mobilität nach besten Möglichkeiten zu überwinden hilft.

Dieser Outdoor-Rollator ist auch für die Verwendung auf Waldwegen geeignet.

- Belastbar bis 150 kg bei 9,1 kg Eigengewicht
- Ergogriffe
- Einfach faltbar und verriegelbar
- Steht auch in gefaltetem Zustand
- Inklusive Netztasche und Gehstockhalter
- Extragroße Räder mit Luftbereifung
- Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen





## TAIMA XC LUFTBEREIFT

Die aktuellen Preise entnehmen  
Sie bitte der separaten Preisliste.



WIR BERATEN SIE GERN!  
Tel. 0451 290 715 - 0  
[info@ostsee-mt.de](mailto:info@ostsee-mt.de)  
[www.ostsee-medizintechnik.de](http://www.ostsee-medizintechnik.de)

## TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe	23 cm
Sitzhöhe	61 cm
Gesamtbreite	67 cm
Gesamthöhe	85 - 95 cm
Gesamtlänge	75 cm
Maß gefaltet	27 cm
Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung	150 kg
Gewicht	9,1 kg
Lebensdauer	5 Jahre

Erhältlich in den Farben:



## NOTIZEN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---