

## DIETZ REHAB TAIMA M Leichtgewichtrollator

Mit seinem äußerst geringen Gewicht von lediglich 6,5 kg und einer dabei höchstmöglichen Stabilität, der faltbarkeit und seiner ansprechenden Optik, weiß der Dietz Taima M in jeder Hinsicht zu punkten. Im Test der Stiftung Warentest belegte er einen der vorderen Plätze.

Ebenfalls außergewöhnlich ist die Farbgestaltung des Rollators mit dem in braunmetallic lackierten Aluminium-Rahmenrohren.

Insgesamt also ein schicker, zuverlässiger Begleiter.

Hochwertig und funktional:

Bei genauerem Hinsehen wirkt der Dietz Taima M hochwertig verarbeitet und funktional absolut auf der Höhe.

Auf den ersten Blick kann man keine Ankipphilfe im klassischen Sinn erkennen.

Bei vielen Rollatoren ist diese auf den Rahmen aufgesetzt, beim Dietz gibt es statt der Ankipphilfe einen verlängerten Rahmen. Durch Druck mit der Fußspitze auf den verlängerten Rahmen wird das Anheben der Vorderräder erleichtert. Wir finden dies eine kluge Lösung.

Im Lieferumfang enthalten sind eine praktische Netz- tasche sowie ein Gehstockhalter. Der Rückengurt gehört zwar nicht zum Lieferumfang, kann aber als Zubehör separat erworben werden.

- Belastbar bis 150 kg bei nur 6,5 kg Eigengewicht
- Ergogriffe
- Einfach faltbar und verriegelbar
- Steht auch in gefaltetem Zustand
- Inklusive Netztasche und Gehstockhalter

## ROLLATOREN-MODELL LEICHTGEWICHT



## TAIMA M

Die aktuellen Preise entnehmen  
Sie bitte der separaten Preisliste.

WIR BERATEN SIE GERN!  
Tel. 0451 290 715 - 0  
[info@ostsee-mt.de](mailto:info@ostsee-mt.de)  
[www.ostsee-medizintechnik.de](http://www.ostsee-medizintechnik.de)

## TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe	20 cm
Sitzhöhe	59 cm
Gesamtbreite	63 cm
Gesamthöhe	79 - 95 cm
Gesamtlänge	67 cm
Faltmaß	79/95 x 24 x 67 cm
maximale Belastbarkeit	150,0 kg
Gewicht	6,5 kg
Bereifung	8 Zoll

Erhältlich in den Farben:



## NOTIZEN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---