

DRIVE INDOOR-ROLLATOR ROOMBA

Der sportliche Begleiter
für zu Hause

Besonders geeignet für die Wohnung. Der Roomba bietet sicheren Halt und Dank des durchgehenden Bremsbügels ist eine Bedienung der Bremsanlage mit einer Hand möglich.

Der gepolsterte und ergonomisch geformte Griffbügel ist in seiner Höhe individuell einstellbar.

Der Rollator Roomba besticht besonders durch seine hochwertige Verarbeitung und durch die erstklassige Optik.

- Besonders wendiger und formschöner Rollator
- Gesamtgewicht nur 5,6 KG
- Speziell für die Verwendung in Innenräumen konzipiert
- Durch seine schmale Bauweise überall einsetzbar, auch bei geringem Platzangebot
- Erstklassige Verarbeitung und Materialien
- Weiche Handgriffe mit durchgehendem Bremsbügel
- Bremse kann mit einer Hand bedient und festgestellt werden
- Raddurchmesser/-breite 153/25 mm
- Lieferung serienmäßig mit Tasche und großem Tablett mit runder Vertiefung





INDOOR-ROLLATOR ROOMBA

Die aktuellen Preise entnehmen
Sie bitte der separaten Preisliste.

Wir beraten Sie gern!
Tel. 0451 290 715 - 0
info@ostsee-mt.de
www.ostsee-medizintechnik.de

TECHNISCHE DATEN

Gesamtbreite	57 cm
Gesamtlänge	51.5 cm
Griffhöhe	81.4 - 94.1 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	44 cm
Tablett B x H x L	45 x 67,5 x 30 cm
Faltmaß B x H x L	55 x 83 x 29 cm
Gesamtgewicht	5.6 kg
Max. Belastung	100 kg

Erhältlich in den Farben:



NOTIZEN
