

MOBILEX LEOPARD Leichtgewichtrollator

Der Leichtgewichtrollator Mobilex Leopard hat einen Aluminiumrahmen in Rot, Blau, Anthrazitgrau oder Platinsilber. Der Rollator lässt sich leicht zusammenklappen und nimmt im zusammengeklappten Zustand nur wenig Platz ein, so dass er leicht zu transportieren ist.

Der Rollator ist serienmäßig mit einem Rückengurt ausgestattet, der bei der Benutzung des Sitzes für Sicherheit und Halt sorgt.

Der Sitz ist aus strapazierfähigem, langlebigem Nylon gefertigt. An der Vorderseite ist eine Einkaufstasche angebracht, die mit 2 Griffen versehen ist, so dass sie leicht abgenommen und separat getragen werden kann.

Die großen Räder machen den Rollator leicht manövrierbar und stabil für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die Schiebegriffe können einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden.

Der Rollator ist mit 2 feststellbaren Bremsen ausgestattet, die an den Hinterrädern bremsen. Bei den Hinterrädern ist ein Kipp-Pedal integriert, das das Überwinden von kleineren Hindernissen erleichtert.

- Die Einkaufstasche ist mit 2 Griffen ausgestattet
- 2 feststellbare Bremsen mit Parkfunktion
- Geprüft und zugelassen für ein Benutzergewicht bis zu 150 kg.

ROLLATOREN-MODELL LEICHTGEWICHT





LEOPARD

Die aktuellen Preise entnehmen
Sie bitte der separaten Preisliste.






WIR BERATEN SIE GERN!

Tel. 0451 290 715 - 0

info@ostsee-mt.de

www.ostsee-medizintechnik.de

TECHNISCHE DATEN

Größe	Standard	Standard & Softräder	Small
Schiebestangen höhenverstellbar	74 – 102 cm	74 – 102 cm	66 – 68 cm
Benutzergröße	150 – 200 cm	150 – 200 cm	135 – 170 cm
Sitzhöhe	62 cm	62 cm	55 cm
Gesamtbreite offen	60 cm	60 cm	60 cm
Gesamtbreite geschlossen	22,5 cm	22,5 cm	22,5 cm
Innere Griffbreite	46 cm	46 cm	46 cm
Länge (Tiefe)	66 cm	66 cm	66 cm
Gewicht (+ Tasche 380g)	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg
Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Radgrößen	200 x 35 mm		
Erhältlich in den Farben			

NOTIZEN
