

## ROLLATOREN-MODELL OUTDOOR

### MOBILEX LION OUTDOOR-ROLLATOR

Der Mobilex Lion Rollator ist ein für abseits asphaltierter und gepflasterter Wege entwickelter Rollator, der mit seinen großen Rädern auch vor Hindernissen nicht zurückschreckt, bei denen Sie mit anderen Rollatoren nur schwerlich weiterkommen würden.

Die großen und weichen Räder gewährleisten eine bequeme Fahrt auch über holpriges Kopfsteinpflaster und nicht ganz ebene Kies- oder Feldwege.

Der Rollator lässt sich für einen geringen Platzbedarf leicht in Querrichtung zusammenfallen und ist daher sehr leicht im Auto zu transportieren oder zu Hause abzustellen.

Er verfügt serienmäßig über eine reißfeste bequeme textile Sitzfläche, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Stockhalter und einen Rückengurt.

Der Rollator ist für ein Benutzergewicht von 200 kg getestet und zugelassen.

- Große Softräder
- Auf für unebenes Gelände und größere Hindernisse geeignet
- Lässt sich platzsparend auf 26 cm zusammenfallen
- Anatomisch geformte Handgriffe
- Feststellbremse zur Sicherung
- Vollausgestattet: geräumige Tasche, Rückengurt, Gehstock-Halterung, Ankipphilfe am Hinterrad





## LION OUTDOOR-ROLLATOR

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der separaten Preisliste.




WIR BERATEN SIE GERN!  
Tel. 0451 290 715 - 0  
[info@ostsee-mt.de](mailto:info@ostsee-mt.de)  
[www.ostsee-medizintechnik.de](http://www.ostsee-medizintechnik.de)

## TECHNISCHE DATEN

Größe	STANDARD	SMALL
Benutzergöße	170 – 220 cm	165 – 175 cm
Gesamthöhe mit Schiebegriffen	90 – 112 cm	77 – 90 cm
Sitzhöhe	62 cm	53 cm
Gesamtbreite offen / geschlossen	68 cm / 26 cm	68 cm / 26 cm
Breite zwischen den Griffen	56 cm	56 cm
Länge (Tiefe)	76 cm	76 cm
Gewicht (Tasche 380g)	9,3 kg	9 kg
Max. Tragkraft Rollator / Tasche	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Radgrößen (Softräder)	Vorne 285 x 44 mm / Hinten 235 x 44 mm	

Erhältlich in den Farben



## NOTIZEN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---