

RUSSKA INDOOR-ROLLATOR LETS GO

Mobil und sicher zu Hause

Oft würden Nutzer von Standard-Rollatoren diesen gern mit in die Wohnung nehmen, um auch dort von den Vorteilen, wie Sicherheit beim Gehen und Transportmöglichkeiten, zu profitieren. Sehr häufig scheidet es dann nicht nur am Verschmutzungsgrad, sondern auch an der Möglichkeit, den Rollator in den Wohnraum zu bringen und nicht zuletzt an der erhöhten Breite des Rollators. Die Lösung ist dann oft ein Zweitrollator.

Für diesen Fall empfehlen wir gern den Russka Indoor-Rollator Lets Go. Hochwertige Verarbeitung und eine edle Optik lassen den Indoor-Rollator mit der Einrichtung verschmelzen und nicht mehr als Hilfsmittel auffallen.

Schmal und leicht überzeugt er durch die Kombination aus Wendigkeit und Stabilität, auch in engen Räumen.

Der Lets Go ist für die Einhand-Bedienung ideal und erleichtert so den Alltag. Der durchgehende Softgriff mit Bremsbügel vermittelt ihnen Sicherheit und ein gutes Griffgefühl.

Ein Tablett und ein Stoffkorb in beige-dunkelblau sind im Lieferumfang enthalten und erleichtern die selbstständige Lebensführung, da Kleinigkeiten des Alltags problemlos mitgeführt werden können.

Zusammengefaltet lässt sich der Lets Go platzsparend und kippsicher unterbringen, wenn er nicht benötigt wird.

Weiter Designs stehen in den Kombinationen blau-weiß, rot-schwarz, schwarz-silber und komplett in silber zur Auswahl.



- Klappbar
- Griff höhenverstellbar
- Platzsparendes Design für enge Wohnverhältnisse
- Kombinierte Betriebs- und Feststellbremse

Material:

- Kunststoff (Holzoptik), Aluminium
- Tablett aus Kunststoff
- Tasche aus 100% Polyester



RUSSKA

INDOOR-ROLLATOR LETS GO

Die aktuellen Preise entnehmen
Sie bitte der separaten Preisliste.

Wir beraten Sie gern!
Tel. 0451 290 715 - 0
info@ostsee-mt.de
www.ostsee-medizintechnik.de

TECHNISCHE DATEN

Gesamtbreite	55 cm
Gesamtlänge	63 cm
Griffhöhe, höhenverstellbar	83 – 94 cm
Tabletthöhe	68 cm
Stellfläche Tablett	38 x 31 cm
Radgröße, Durchmesser	15 cm
Faltmaß (L x B x H)	20 x 55 x 90 cm
Packmaß	22 x 56 x 93 cm
Gewicht ohne Korb und Tablett	6,5 kg
Belastbarkeit	100 kg
maximale Tablettzuladung	5 kg
maximale Korbzuladung	3,0 kg

Erhältlich in den Farben:



NOTIZEN
