

TOPRO TROJA ORIGINAL Leichtgewichtrollator

TOPROs Einsteigermodell mit modernstem Design und hohem Niveau an Qualität und Ausstattung. Das schlanke und moderne Design bietet die Funktionalität, die für einen sicheren Spaziergang und einen aktiven Alltag erforderlich ist.

Der praktische und bequeme Sitz ermöglicht bei Bedarf eine sichere Erholung. Hergestellt aus Mesh-Material, das beim Gehen gute Sicht bietet. Der Sitz hat geschweißte Kanten und ist atmungsaktiv, langlebig und waschbar für zusätzlichen Komfort.

Benutzerfreundliche und werkzeuglose Methode zum Einstellen der Höhe der Griffe mithilfe einer numerischen Skala. Die einzigartige TOPRO-Speicherfunktion behält die voreingestellte Griffhöhe für eine einfache Wiederverwendung bei.

Hohe Tragfähigkeit und mehrere Größen: Benutzergewicht von 165 kg, während der Rollator selbst nur 6,8 kg leicht ist. Erhältlich in drei verschiedenen Größen.

Der Rahmen wirkt schlank und leicht. Die Räder haben ein schlankes Design und behalten gleichzeitig die bekannte Stabilität von TOPRO bei.

Die seitliche Faltechnologie kann leicht mit einer Hand bedient werden, wodurch der Rollator praktisch zu transportieren ist. Sie ermöglicht ihm, fest auf seinen Rädern zu stehen und wenig Platz bei der Lagerung einzunehmen.

Das Troja Original ist ein zuverlässiger Begleiter, mit dem Sie sich leicht fortbewegen können, weil er:

- einfach zu handhaben und zu bedienen ist

ROLLATOREN-MODELL LEICHTGEWICHT



- hohe Sicherheit und Komfort beim Gehen mit Fahr- und Feststellbremsen an beiden Griffen bietet
- lässt sich zuverlässig und stabil manövrieren
- Kugellager in Gabeln und Rädern gewährleisten einen hervorragenden Fahrkomfort
- Für hohe Funktionalität, Qualität und außergewöhnliche Haltbarkeit steht





TROJA ORIGINAL

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der separaten Preisliste.



WIR BERATEN SIE GERN!

Tel. 0451 290 715 - 0

info@ostsee-mt.de

www.ostsee-medizintechnik.de

TECHNISCHE DATEN

Größe	M (medium)	S (small)	XS (Extra small)
Empfohlene Benutzergröße	150 – 200 cm	135 – 170 cm	125 – 160 cm
Max. Benutzergewicht	165 kg	165 kg	80 kg
Max. Zuladung Netzkorb	10 kg / 20 l	10 kg / 20 l	5 kg / 11 l
Handgriffhöhe	78 – 100 cm	71 – 86 cm	67 – 79 cm
Sitzbreite	45,5 cm	45,5 cm	36 cm
Sitzhöhe	63 cm	55 cm	52 cm
Max. H x B x L	101 x 60 x 65 cm	87 x 60 x 65 cm	80 x 52 x 65 cm
Durchmesser Vorder- / Hinterräder	20 cm		
Maß zusammeng. L x B x H	65 x 24 x 80 cm	65 x 24 x 74 cm	65 x 24 x 65 cm
Produktgewicht (mit Netzkorb)	6,8 kg	6,6 kg	6,1 kg

Erhältlich in den Farben:



Der TOPRO Troja 5G hat 7 Jahre Garantie (ausgenommen Montage). 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei, bei jährlicher Scheckheftpflege. Der Rollator ist gemäß TÜV NS-EN ISO 11199-2 (Sicherheits- und Qualitätsstandard für Rollatoren) und EN ISO 10993-1 (Standard für Biokompatibilität) geprüft und zugelassen.

NOTIZEN
