

VERMEIREN QUAVA Leichtgewichtrollator

Moderner, leichter Rollator mit Multifunktionsbremsen und höhenverstellbaren Schiebegriffen.

2-fach faltbar, mit Stockhalter, Tasche mit Reißverschluss und gepolstertem Rückengurt.

Der Quava ist ein moderner, leichter Rollator mit Multifunktionsbremsen und höhenverstellbaren Schiebegriffen.

Durch die Möglichkeit, ihn 2-fach zu falten ist er der ideale Begleiter zur Mitnahme im Auto oder während einer Reise.

Beim Einkaufen steht Ihnen ein Stockhalter und eine praktische Tasche mit Reißverschluss zur Verfügung.

Durch den breiten, gepolsterten Rückengurt können Sie sich, bei arretierten Bremsen, im Sitzen in aller Sicherheit ausruhen.

- Faltbar
- Multifunktionsbremse mit Feststeller
- Gepolsterter Sitz
- Stützgürtel
- Gehstützenhalter
- Einkaufstasche

ROLLATOREN-MODELL LEICHTGEWICHT





QUAVA

Die aktuellen Preise entnehmen
Sie bitte der separaten Preisliste.



WIR BERATEN SIE GERN!
Tel. 0451 290 715 - 0
info@ostsee-mt.de
www.ostsee-medizintechnik.de

TECHNISCHE DATEN

Gesamtbreite	65,5 cm
Gesamthöhe	83 - 95,5 cm
Gesamtlänge	71 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitzhöhe	54 cm
Sitztiefe	22,5 cm
Gesamtgewicht mit Tasche	7,05 kg
Maximale Belastbarkeit	136 kg
Räder (vorne / hinten)	20 x 3,5 cm

Erhältlich in den Farben:



Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und
1,5 kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

NOTIZEN
