

TOPRO TROJA 5G Der farbenfrohe Alleskönner

Um bequemes Gehen mit dem Rollator zu ermöglichen, haben TOPROs Rollator-Spezialisten dem TOPRO Troja 5G ein modernes, schlankes Design verliehen und dieses mit einem hohen Maß an Qualität, Sicherheit, Komfort und Haltbarkeit kombiniert.

Der Troja 5G bietet eine große Auswahl an trendigen Matt-Farben und Zubehör – so kann jeder seinen bevorzugten TOPRO-Rollator finden und in Bewegung bleiben.

Der neu gestaltete Rahmen wirkt schlank und leicht, auch die neuen Räder haben einen schlankeren Look erhalten und bieten dabei die von TOPRO bekannte Stabilität und Stoßdämpfung.

Die Taschenklappe der abnehmbaren Einkaufstasche ist in modernem Grau gehalten. Sie hat ein Reflektorband für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln, einen praktischen Tragegurt und lässt sich leicht mit einem Reißverschluss verschließen. Sie ist bis zu 10 kg belastbar und hat zwei Innentaschen für kleine Gegenstände.

Intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe mithilfe einer numerischen Skala.

Die einzigartige TOPRO Memoryfunktion „merkt sich“ die voreingestellte Griffhöhe, die so jederzeit schnell wiedergefunden werden kann.

Die ergonomisch geformten Handgriffe (TOPRO Ergo Grip) bieten flexible Greifmöglichkeiten, ermöglichen eine korrekte Haltung beim Gehen und dienen als Armlehnen beim Sitzen.

Die Klingel wird einfach und sicher vom Handgriff aus bedient, wenn man bei Bedarf auf sich aufmerksam machen will.

Das innenliegende Bremssystem (TOPRO IBS) und das

ROLLATOREN-MODELL LEICHTGEWICHT



TOPRO Quick Release-System ermöglichen einen einfachen Radwechsel und den Einsatz verschieden profilierter Reifen für unterschiedliche Untergründe.

Einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit in Kombination mit stoßabsorbierenden Reifen sorgen für eine sanfte Federung und eine komfortable Fahrt.

Die Längsfalttechnik ermöglicht dem Rollator einen festen Stand auf allen Rädern. So ist er platzsparend zu verstauen.





TROJA 5G

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der separaten Preisliste.







WIR BERATEN SIE GERN!

Tel. 0451 290 715 - 0

info@ostsee-mt.de

www.ostsee-medizintechnik.de

TECHNISCHE DATEN

| Größe | M (medium) | S (small) | Erhältlich in den Farben: |
|------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| Empfohlene Benutzergröße | 150 – 200 cm | 135 – 170 cm |   |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg | 125 kg | |
| Max. Zuladung Einkaufstasche | 10 kg / 15 l | 10 kg / 15 l | |
| Handgriffhöhe | 78 – 100 cm | 71 – 86 cm |   |
| Sitzbreite | 45,5 cm | 45,5 cm | |
| Sitzhöhe | 63,5 cm | 54 cm | |
| Max. H x B x L | 103,5 x 60 x 65 cm | 89,5 x 60 x 65 cm | |
| ∅ Vorder-/Hinterräder | 20 cm | 20 cm | |
| Maß zusammeng. L x B x H | 65 x 24 x 81,5 cm | 65 x 24 x 74 cm | |
| Produktgewicht (mit Tasche) | 7,8 kg | 7,6 kg | |

Der TOPRO Troja 5G hat 7 Jahre Garantie (ausgenommen Montage). 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei, bei jährlicher Scheckheftpflege. Der Rollator ist gemäß TÜV NS-EN ISO 11199-2 (Sicherheits- und Qualitätsstandard für Rollatoren) und EN ISO 10993-1 (Standard für Biokompatibilität) geprüft und zugelassen.

NOTIZEN
